




Mobides

Recirkulationsmittel für mobile WC-Systeme



Eigenschaften:



- Lloyd Mobides ist ein Spezialreiniger für chemische Toiletten.
- ▶ Recirkulationsmittel
 - ▶ unterdrückt unangenehme Gerüche, reduziert die Gasbildung
 - ▶ fördert den Abbau von Fäkalien und die Zersetzung von WC-Papier
 - ▶ Hält g Ihren Fäkalientank angenehm frisch und sauber
 - ▶ kann in Verdünnung ins Abwasser geleitet werden
 - ▶ auch unter extremen Bedingungen
 - ▶ für Toiletten in Bussen, Caravans, Wochenendhäusern, Boote und Bautoiletten
 - ▶ schützt die Toiletten *nicht* vor Frost

Dosierung:

100 ml Mobides auf 10 l Wasser ergibt die Gebrauchslösung (1 %).
 Bei starker Hitze (Sommerbetrieb), Mobides in 2 -3 %iger Lösung anwenden.
 Bei der manuellen Herstellung der Gebrauchslösung ist es vorteilhaft ca. die Hälfte des Wassers vorzulegen und dann die entsprechende Menge Mobides zuzugeben, anschließend mit der Restmenge Wasser auffüllen.
 Diese Methode bewirkt in der Lösung eine gleichmäßigere Konzentration.
Bitte vor der Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

Inhaltsstoffe:

< 5 %: kationische und nichtionische Tenside, Duftstoffe
 Weitere Inhaltsstoffe: Farbstoffe

pH-Wert (unverdünnt):

5 6 **7** 8 9

Packungsgröße:

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
04523	10 l	Kanister
04524	200 l	Fass

Gefahrhinweis:

Gefahrenhinweis	Gefahrensymbol	
H315 - Verursacht Hautreizungen		Gefahr
H318 - Verursacht schwere Augenschäden		
H400 - sehr giftig für Wasserorganismen		
H411 - giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung		

Diese Produktbeschreibung ist zur Information. Die gemachten Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Erkenntnisse und das Erzeugnis im Anlieferungszustand, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. Produkt für den industriellen und institutionellen Bereich. Für den professionellen Gebrauch. (Stand 06/2016)



august wencke
INDUSTRIECHEMIE

Professionelle Pflegeprodukte im Vertrieb der GVS