



AWA Scheuermilch mikrofeine Polierkörper bringen strahlenden Glanz



Eigenschaften:



Lloyd AWA Scheuermilch bringt mit mikrofeinen Polierkörpern strahlenden Glanz auf Keramik, Edelstahl und Emaille.

- ▶ leicht abspülbar
- ▶ gute Reinigungskraft ohne Kratzer
- ▶ phosphatfrei
- ▶ mit langanhaltender Zitronenfrische
- ▶ idealer Reiniger für Edelstahl, Emaille, Keramik und vieles mehr

Dosierung:

Unverdünnt direkt auf die zu Reinigende Fläche geben und mit einem Schwamm oder feuchtem Tuch sauberwischen, nachspülen, fertig.

Hinweis:

Nicht auf lackierten und empfindlichen Kunststoffflächen verwenden.
Nicht zur Reinigung von Acrylglas einsetzen.

Inhaltsstoffe:

< 5 %: anionische Tenside und nichtionische Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Glutaral)

pH-Wert (unverdünnt):

7	8	9	10	11
---	---	----------	----	----

Packungsgröße:

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
82502	500 ml	Flasche, 12 im Krt.
82501	1000 ml	Flasche, 15 im Krt.

Gefahrhinweis:

Gefahrenhinweis	Gefahrensymbol	
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]		

Diese Produktbeschreibung ist zur Information. Die gemachten Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Erkenntnisse und das Erzeugnis im Anlieferungszustand, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. Produkt für den industriellen und institutionellen Bereich. Für den professionellen Gebrauch. (Stand 06/2016)



Professionelle Pflegeprodukte im Vertrieb der GVS